


SUPPORTXTM

HOW TO WEAR GUIDE


BREATHABLE SHORTS AND BRIEFS

EN | ES



Pull the device up to the crotch before pulling it up around the body to the correct position.

Suba el dispositivo hasta la ingle antes de subirlo alrededor del cuerpo a la posición correcta.



Ensure the device is fitting around your bottom snugly.

Asegúrese de que el dispositivo se ajuste cómodamente alrededor de sus glúteos.



Pull up the device and be careful not to squeeze the stoma.

Tire del dispositivo hacia arriba y tenga cuidado de no apretar el estoma.